

Short Lecture 8

Interlock™-35 Coilの塞栓力とコストメリット ～Interlock™-35 Coilをどこで使うか～

日時 2019年11月1日(金) 15:05-18:15 のうち7分

会場 飛天 ホテル日航奈良4階

演者 末吉 英純 先生 (長崎大学病院)

Off-the-Job Training

日時 2019年11月1日(金) 10:15-17:10

- ① 10:15-11:15 ④ 15:05-16:05
- ② 11:20-12:20 ⑤ 16:10-17:10
- ③ 13:35-14:35

会場 飛天 ホテル日航奈良4階

内容 [コイルコース]

血管フローモデルを使用して、コイルエンボリを体験できます。ガイドワイヤ、マイクロカテーテルを使用して、フローモデル瘤にカテーテルを留置し、瘤内で機械式コイルを用いたエンボリゼーションをハンズオンを通じて学べます。

※全体プログラムはNEXT2019ホームページにてご確認ください。
※NEXT2019参加には、参加登録が必要です。
WEB事前登録を是非ご利用ください。(早期割引実施中)



販売名: Interlock-35 コイル
医療機器承認番号: 22600BZX00207000
販売名: Fibered IDC コイル
医療機器承認番号: 22100BZX01103000

販売名: マイクロカテーテル
医療機器承認番号: 21600BZZ00575000
製造販売業者: 川澄化学工業株式会社

販売名: HB-IVR ガイドワイヤー
医療機器承認番号: 21300BZZ00438000
製造販売業者: フィルメック株式会社